

Műgyanta bázisú röntgenopaker üvegeionomer alábélelő

REALBASE LC IONO egy fényrekötő, röntgenárnyékot adó műgyantabázisú üvegeionomer alábélelő anyag fényrekötő kompozitokhoz. Felhasználási területei:

- Töméskészítés előtt alábéleléshez
- Széli elválás elkerülése érdekében történő alábéleléshez

Applikálás

Tisztítsa és szárítsa meg a kavitást. Tekerje le a zárókupakot és helyezze fel az applikációs tűt.

Figyelem:

Az első cseppet egy keverőblokkra nyomja ki, hogy biztosítsa a tiszta munkát és megakadályozza, hogy a kinyomott REALBASE LC IONO nem tartalmaz légbuborékot.

A REALBASE LC IONO applikálása előtt, amennyiben a kavitás pulpaközeli, úgy ajánljuk egy röntgenopaker kalcium-hidroxid alábélelő használatát a pulpa védelmére. A dentint ezután egy megfelelő dentinprimer anyaggal át kell kenni.

Applikálja a REALBASE LC IONO-t vékony rétegben addig, amíg el nem éri a kívánt vastagságot. Az alábélelőt sohase applikálja a kavitás peremére, illetve a véletlenül odakerült anyagot mindenképpen távolítsa el.

Polimerizálja a REALBASE LC IONO-t **40 másodpercig**. A polimerizálódás után készítsen fényrekötő kompozitból tömést (pl. REALFILL – **LC BASIC**-ből). **Oder REALFILL LC NANO?**

Kontraindikációk

Kontraindikációk vagy keresztthatások nem ismertek.

Kiszerelési egység

Applikációs fecskendő 2ml applikációs tűvel.

Tárolás

Ne tárolja 25°C felett. Hűvös helyen történő tárolás meghosszabbítja az eltarthatóságot.

Kiegészítő megjegyzések:

- Ne higítsa a cementet gyantával.
- Ne használja eugenol tartalmú készítményekkel, mert az eugenol akadályozhatja a cement kötését és elszíneződéshez vezethet. Akár nyitva felejtett eugenoltartalmú készítmények mellett történő tárolás is károsíthatja, ezért minden esetben kerülje el, hogy még polimerizálatlan anyag eugenoltartalmú készítménnyel kapcsolatba kerüljön.
- Kerülje a bőrrel történő érintkezést különösen olyan személyek esetén, akiknél methacrylate-érzékenység ismert.

Garancia

A gyártó S&C Polymer Silicon- und Composite Spezialitäten GmbH garantálja, hogy ez a termék anyag- és gyártási hiba mentes. Az S&C Polymer ezen felül nem vállal semmi felelősséget vagy közvetett garanciát az anyag eladhatóságára vagy egy meghatározott célú tulajdonlására. A felhasználó felelős a termék előírás szerű alkalmazásáért. Amennyiben a garanciális időn belül a termék meghibásodása fellép, úgy a felhasználó kizárólag a termék kijavítására vagy egy másik S & C Polymer termékre való cserére jogosult.

A felelősség korlátozása

Amennyiben a felelősség kizárását törvény határozza meg, a gyártó S&C Polymer Silicon- und Composite Spezialitäten GmbH nem tartozik semmiféle felelősséggel ezen termékkel okozott veszteségek és károk fellépésekor, függetlenül attól, hogy azok közvetlen vagy közvetett módon kísérő vagy követő jelenségeként lépnek-e fel, a jogállástól függetlenül, beleértve garanciát, szerződéskötést, gondatlan vagy szándékos károkozást.

Tárolja gyermekektől elzárva!

Kizárólag fogorvosi felhasználásra!