

A Realbond Self Etch egy igen egyszerűen használható önsavazó, fényrekötő egykomponensű ragasztóanyag. A kompozit tartós rögzítésére szolgál a zománchoz és a dentinhez.

A Realbond Self Etch bármely, jelenleg kereskedelmi forgalomban lévő fényrekötő kompozittal használható.

Alkalmazás

1. Izolálás

Kofferdam használata ajánlott.

2. A kavitás előkészítése

A preparálás előtt a kavitást alaposan tisztítsuk meg. A fogat úgy preparáljuk, hogy lehetőség szerint a legkevesebb mennyiséget vegyük el a még egészséges fogból. A kavitás széle a fogzománcon ferdén legyen eldolgozva **(0,5-1mm)**, hogy ezzel is megnöveljük a ragasztási felületet, és ezáltal a kötés erőssége nagyobb legyen.

3. A pulpa védelme

Mélyebb kavitásoknál a pulpához közeli területet önkötő kalciumhidroxid alábélelőanyaggal vékony rétegben fedjük be.

4. Realbond Self Etch használata

Ecset segítségével vigyük fel az anyagot a nedves dentin és zománCFelszínre, s 30 másodpercig intenzíven dolgozzuk be.

Ennél a lépésnél arra kell ügyelnünk, hogy az anyagot a teljes felületen egységesen eloszlassuk. A könnyen elillanó anyagok részét 10 másodpercig levegővel fűjük, s ezáltal a ragasztóanyag szétoszlik. Ezután 20 másodpercig lámpával polimerizáljuk az anyagot.

Für ein optimales Resultat sollte zuerst ein lichthärtendes, fließfähiges Composit in einer dünnen Schicht appliziert und lichtgehärtet werden. Danach kann das lichthärtende modellierbare Composit gemäß Gebrauchsanweisung appliziert werden.

5. Tömőanyag behelyezése, polimerizálása, és finírozás

Kövesse az adott gyártó használati utasításait a tömőanyag behelyezésére, polimerizálására és a fényrekötő kompozitanyag finírozására vonatkozólag.

6. Tárolási útmutató

25 C fölött ne tároljuk. Közvetlen fényforrástól tartsuk távol. A szavatossági dátum lejártával nem használható a termék.

Garancia

A gyártó S&C Polymer Silicon- und Composite Spezialitäten GmbH garantálja, hogy ez a termék anyag- és gyártási hiba mentes. Az S&C Polymer ezen felül nem vállal semmi felelősséget vagy közvetett garanciát az anyag eladhatóságára vagy egy meghatározott célú tulajdonlására. A felhasználó felelős a termék előírás szerű alkalmazásáért. Amennyiben a garanciális időn belül a termék meghibásodása fellép, úgy a felhasználó kizárólag a termék kijavítására vagy egy másik S & C Polymer termékre való cserére jogosult.

A felelősség korlátozása

Amennyiben a felelősség kizárását törvény határozza meg, a gyártó S&C Polymer Silicon- und Composite Spezialitäten GmbH nem tartozik semmiféle felelősséggel ezen termékkel okozott veszteségek és károk fellépésekor, függetlenül attól, hogy azok közvetlen vagy közvetett módon kísérő vagy követő jelenséggé lépnek-e fel, a jogállástól függetlenül, beleértve garanciát, szerződéskötést, gondatlan vagy szándékos károkozást.

Tárolja gyermekektől elzárva!

Kizárólag fogorvosi felhasználásra!